

BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG AP (Gebrauchsanweisung)

Diese Anweisungen gelten für WellMed BrightVision. Ein Schritte Detektionssystem Ziege Anti-Maus / Kaninchen AP (gebrauchsfertig)

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
2. Zusammenfassung und Erklärung
3. Kit-Komponenten
4. Verfügbarkeit
5. Empfohlenes Färbeprotokoll
6. Kontrollfolien
7. Lagerung
8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
9. Fehlerbehebung
10. Referenz

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Für die In-Vitro-Diagnostik

Das Detektionssystem WellMed BrightVision Ziege-Anti-Maus / Kaninchen-IgG-AP, ist zur Verwendung in der Immunhistochemie zum Nachweis von Maus- oder Kaninchen-Antikörpern vorgesehen.

2. Zusammenfassung und Erklärung

Das BrightVision-Detektionssystem, Ziege-Anti-Maus / Kaninchen-AP, ist ein gebrauchsfertiges System, das unter Verwendung des in dieser Gebrauchsanweisung empfohlenen Protokolls für eine optimale Färbung hergestellt wurde. Vor dem Färben sollten einige routinemäßig fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte einer Vorbehandlung unterzogen werden (HIER oder Verdauungsenzym).

Das BrightVision-Detektionssystem erkennt Mäuse oder Kaninchen, die in Gewebeschnitten an ein Antigen gebunden sind. Die Antikörper werden nicht mitgeliefert, es wird jedoch empfohlen, die WellMed-Antikörper zu verwenden. Dieser Polymerkomplex wird dann mit einem geeigneten Substrat / Chromogen sichtbar gemacht.

Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Pathologen mit relevanten klinischen Informationen, morphologischen und histologischen Studien und mit geeigneten Kontrollen interpretiert werden.

3. Kit-Komponenten

BrightVision, Ein-komponenten Detektionssystem, Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG AP (Gebrauchsfertig)

4. Verfügbarkeit

Katalognummer	Inhalt	Menge
DPVO55AP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem, Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG AP (Gebrauchsfertig)	55 ml
DPVO110AP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem, Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG AP (Gebrauchsfertig)	110 ml
DPVO500AP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem, Ziege Anti-Maus / Kaninchen IgG AP (Gebrauchsfertig)	500 ml

5. Empfohlenes Färbeprotokoll

Schritt	Reagens	Vorlagenschritt	Inkubation
1	Gewebeschnitt entparaffinieren und rehydrieren	Objektträger / Gewebe vorbereiten	-
2	Wasch Puffer	TBS Puffer	2x 5 min
3	Wenn anwendbar; HIER oder Verdauungsenzym	Vorbehandlung	-
4	Wasch Puffer	TBS Puffer	2x 5 min
5	Primärer Maus- oder Kaninchen-Antikörper	Antikörper	30 min
6	Wasch Puffer	TBS Puffer	2x 5 min
7	Ein-Komponenten Detektionssystem, Polymer Maus / Kaninchen AP	Markiertes Polymer	30 min
8	Wasch Puffer	TBS Puffer	2x 5 min
9	Substrat	Fast Red / New Fuchsin	<i>IFU Substrate</i>
10	Wasch aquadest	Wasch	2x 2 min
11	Hämatoxylin	Hilfs	1 min
12	Wasch aquadest	Wasch	-
13	Dehydrieren und Deckglas	-	-

6. Kontrollfolien

Eine positive Kontrolle, eine negative Kontrolle und eine Reagenzien Kontrolle werden benötigt und auf die gleiche Weise wie der unbekannt Probenobjektträger verarbeitet, um die Färberegebnisse zu interpretieren.

7. Lagerung

Bei 2-8 ° C und im Dunkeln lagern. nicht nach Ablaufdatum verwenden.

8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Fehlerbehebung

Bitte kontaktieren Sie WellMed telefonisch oder per E-Mail.

10. Referenz

- 1) Shan-Rong Shi, James Guo, Richard J. Cote, Lillian Young, Debra Hawes, Yan Shi, Sandra Thu and Clive R. Taylor, Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, vol 7, 201-208, 1999