

<b>Allgemeine Änderungen in den Gebrauchsanweisungen der neuen CD-ROM 05/2014</b>	
<b><u>Für alle medac Testkits:</u></b>	
<b>NEU</b>	<b>ALT</b>
2.1. Destilliertes oder deionisiertes Wasser.	2.1. Aqua ad iniectabilia (H <sub>2</sub> O bidest.). Die Verwendung von entionisiertem Wasser kann zu Störungen im Testsystem führen.
4.1. Der Test ist geeignet zur Untersuchung von Serum und EDTA-Plasma. (gilt nicht für HAMA)	4.1. Der Test ist geeignet zur Untersuchung von Serum.
<b><u>Nur für die Produkte:</u></b> 430-TMB/ 431-TMB /432-TMB 480-TMB/ 485-TMB /490-TMB 497-TMB/ 498-TMB	
<b>NEU</b>	<b>ALT</b>
<b>PACKUNGSINHALT</b> 6. CON Konjugat: <b>3 Fläschchen</b> à 4,5 ml, Ziege-Anti-Human-IgX-Antikörper	<b>PACKUNGSINHALT</b> 6. CON Konjugat: 4 Fläschchen à 4,5 ml, Ziege-Anti-Human-IgX-Antikörper
<b><u>Nur für das Produkt:</u></b> 103-PKS	
<b>NEU</b>	<b>ALT</b>
<b>PACKUNGSINHALT</b> 10. BLOCK <b>entfällt</b>	<b>PACKUNGSINHALT</b> 10. BLOCK Blockierungsreagenz: 1 Fläschchen à 10 ml

Die perforierten Abklebefolien sind in den Testkits generell nicht mehr enthalten, diese können bei Bedarf angefordert werden.