

Höchstleistung **in Harmonie**



Produktspezifikation
BioCLIA® 6500
www.bioclia.de

BioCLIA® 6500

Vollautomatisierter Chemilumineszenz Analyzer

System-Spezifikationen:

- 100 - 218 Testergebnisse / Stunde
- Um die 50 Parameter CE-zertifiziert (siehe Produktliste)
- 1000 Küvetten an Bord, jederzeit nachladbar
- Integrierter PC mit 15 Zoll Touchscreen
- 24 Reagenzien-Positionen, Temperaturkontrolle 2 - 8 °C
- 96 Probenpositionen inkl. 12 STAT-Positionen, Random-Access
- Barcodierte Qualitätskontrollen und Kalibratoren
- Bidirektionale HL7 - LIS - Schnittstelle
- Maße (L×W×H): 1280mm × 720mm × 700mm
- Gewicht: 150kg
- Netzspannung: 100 - 240V~, 50Hz / 60Hz ± 1Hz, 800VA

Autoimmundiagnostik in einer neuen
Dimension - schneller, leiser, effektiver!

BioCLIA® 6500 – Chemilumineszenz-Analyzer

