



Molekulardiagnostik



Real Time PCR-Produkte der Firma GeneProof

Die Firma GeneProof molecular diagnostics, s.r.o. (LTD.) wurde 2005 in Tschechien gegründet und stellt CE-IVD-Produkte für die Molekulardiagnostik her. Die Produktpalette umfasst Kits für Nukleinsäure -Extraktion und -Detektion und wird weltweit vertrieben.

Sichere Ergebnisse

- ✓ UDG (Uracil-DNA-Glycosylase) verhindert falsch-positive Ergebnisse
- Eine interne Kontrolle vermeidet falschnegative Ergebnisse

Interne Kontrolle

Jeder Kit enthält eine interne Kontrolle, entweder im Master Mix (Version ISIN) als PCR-Inhibitionskontrolle oder separat (Version ISEX) als PCR-Inhibitionskontrolle und DNA-Extraktionskontrolle.

Validiert für gängige Geräte

- ✓ Rotor-Gene® (Qiagen®/ Corbett Research)
- ✓ LightCycler® (Roche) 480; LC 2.0
- ✓ Real-time PCR (Applied Biosystems®)
- ✓ Mx3000P[®], Mx3005P[®]QPCR Systems (Stratagene[®])
- ✓ SLAN®Real-Time PCR System (Shanghai Hongshi Medical Technology Co., Ltd./LG Life Sciences)
- √ SmartCycler®(Cepheid®)
- ✓ CFX 96 (Bio-Rad)

