

**ImmunoLogic**
Providing Solutions...
a Wellmed Company

110 ml gebrauchsfertig
110 ml ready to use
(PBS/BSA/Tween 20)



Antikörperverdünnungspuffer
Antibody Diluent
für die Immunhistochemie
for Immunohistochemistry

REF **B1-31CW**
LOT

Haltbarkeit nach Anbruch: 4 Wochen / Expiry after first use: 4 weeks
Enthält/Contains ProClin™ 300, ein Gemisch aus /a mixture of: 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und/and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) Kann allergische Hautreaktionen verursachen. / May cause an allergic skin reaction. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung / Harmful to aquatic life with long lasting effects. Freisetzung in die Umwelt vermeiden / Avoid release to the environment. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen / Wear protective gloves / protective clothing / eye protection.

**Achtung/Warning**

**Wellmed BV**, t'Holland 31, 6921GX, Duiven, The Netherlands
info@wellmed.nl +31 (0) 85 273 23 23 www.wellmed.nl

