



Waschpuffer für die Immunhistochemie Wash Buffer for Immunohistochemistry

20x konzentriert
20x concentrated

1000 ml
(Tris/NaCl/Tween 20)

REF B1-30AW

LOT



18°C 25°C

IVD

CE

Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Wochen / Expiry after first use: 6 weeks
Haltbarkeit der Arbeitslösung: 1 Woche /
Expiry of ready to use working solution: 1 week

Dieses Pufferkonzentrat ergibt 20 l Arbeitslösung nach
Verdünnen mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser.
Concentrated Wash Buffer results in 20 l working solution
when diluted with distilled or deionized water.



Wellmed BV, 't Holland 31, 6921GX, Duiven, The Netherlands
info@wellmed.nl +31 (0) 85 273 23 23 www.wellmed.nl